


Поликлональное Антитело Против Mrpl55 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Cz83

Артикул: CM0024137



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против митохондриального рибосомного белка Mrpl55. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белкам. Идеально для исследований митохондрий и изучения синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Mrpl55 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
Вид	Человек
ID гена (Человек)	128308
ID гена	67212
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-127 мышиного Mrpl55 (NP_001289265.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9CZ83
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом