

Поликлональные Антитела Против Mrpl9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц, Ифа - Q9Byd2

Артикул: CM0018832



введение

Валидированные по KD кроличьи поликлональные антитела против митохондриального рибосомального белка MRPL9, подходящие для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают эндогенный MRPL9 в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KD] MRPL9 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	L9mt; MRPL9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	65005
GeneID	65005
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 53-267 человеческого MRPL9 (NP_113608.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYD2
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент