


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrps11 Для Wb, If/Icc, Elisa — P82912

Артикул: CM0023147



введение

Кроличья поликлональная антитела против MRPS11, валидированная для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ELISA. Обнаруживает митохондриальный рибосомальный белок S11 у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований функции митохондрий и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS11 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; митохондриальный рибосомальный белок S11
Вид	Человек
GeneID (человек)	64963
GeneID	64963
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 95–194 человеческого MRPS11 (NP_001308899.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P82912
Молекулярная масса белка	16 кДа/20 кДа
Доставка	Айс-пак