

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mrps12 Для Wb, Elisa — O15235

Артикул: CM0017880



введение

Поликлональное кроличье антитело к MRPS12, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на митохондриальный рибосомный белок S12 человека (O15235), являющийся важным компонентом малой субъединицы, необходимым для синтеза митохондриальных белков. Идеально подходит для исследований митохондриальной дисфункции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MRPS12
Примечания/синонимы	RPS12; RPMS12; RPSM12; MPR-S12; MT-RPS12; MRPS12
Вид	Человек
GeneID (человек)	6183
GeneID	6183
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-138 человеческого MRPS12 (NP_203527.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O15235
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом