


Поликлональные Антитела Кролика Против Mrps14 Для Вестерн-Блота И Ифа - O60783

Артикул: CM0015358



введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий MRPS14 (uS14m) - митохондриальный рибосомальный белок. Подходит для Вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Полезно для исследований митохондриальной трансляции и заболеваний, связанных с ее нарушением.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS14 кроличья пКА
Примечания/алиасы	S14mt; COXPD38; MRP-S14; HSMRPS14; DJ262D12.2; MRPS14
Вид	Человек
GeneID	63931
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-128 человеческого MRPS14 (NP_071383.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60783
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сухой лед