


Кроличье Моноклональное Антитело К Mrps15 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82914

Артикул: CM0006187



введение

Кроличье моноклональное антитело к MRPS15 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает митохондриальный рибосомный белок S15 человека (MRP-S15, uS15m), компонент малой рибосомной субъединицы 28S. Подходит для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MRPS15
Примечания/Синонимы	DC37, S15mt, RPMS15, MPR-S15, MRPS15
Вид	Человек
GeneID	64960
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 158-257 MRPS15 человека (P82914).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P82914
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет