


Антитело Кролика Против Mrps18A (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nvs2

Артикул: CM0022655



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против MRPS18A (mL66) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышиным белками. Идеально подходит для исследований функции митохондриальных рибосомных белков. 22 кДа. Q9NV52.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS18A кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55168
Идентификатор гена	55168
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 97-196 человеческого MRPS18A (NP_060605.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NV52
Молекулярный вес белка	22kDa
Доставка	Сумка со льдом