


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrps18B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y676

Артикул: CM0018119



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MRPS18B (митохондриальный белок рибосомы mS40). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезно для исследований митохондриального трансляции и рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	MRPS18B кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	28973
GeneID	28973
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-258 человеческого MRPS18B (NP_054765.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y676
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом