

Поликлональное Кроличье Антитело Против Mrps18C Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Y3D5

Артикул: CM0021920



введение

Поликлональное кроличье антитело против MRPS18C, митохондриального рибосомного белка малой субъединицы 28S. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MRPS18C
Примечания/синонимы	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Вид	Человек
GeneID (человек)	51023
GeneID	51023
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого MRPS18C (NP_057151.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3D5
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет