


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mrps2 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Y399

Артикул: CM0015344



введение

Это поликлональное кроличье антитело распознает человеческий MRPS2 (S2mt), компонент митохондриальной рибосомы, необходимый для синтеза белка. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; также выявляет мышинный MRPS2. Поддерживает исследования митохондриальной трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	51116
GeneID	51116
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 1-296 человеческого MRPS2 (NP_057118.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y399
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом