

## Поликлональные Кроличьи Антитела К Mrps22 Для Вб, Ифа — P82650

Артикул: CM0028658



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против MRPS22 (митохондриального рибосомального протеина S22), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаружена перекрестная реактивность с человеческим, мышинным и крысиным белком. ~41 кДа. Подходит для исследования митохондриальной трансляции и первичных митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | MRPS22 кроличьи пАт                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| GeneID                             | 56945                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-360 человеческого MRPS22 (NP_064576.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | P82650                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 41кДа                                                                                                                               |
| Доставка                           | Холодовая упаковка                                                                                                                  |