

Анти-Mrps23 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Артикул: CM0023817



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого MRPS23, митохондриального белка рибосомы, участвующего в развитии первичной митохондриальной болезни и COXPD46. Валидированы для использования в вестерн-блоттинге (Western blot), IF/ICC и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS23 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51649
GeneID	51649
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-190 человеческого MRPS23 (NP_057154.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3D9
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом