

Кроличья Поликлональная Антитела Против Mrps23 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Артикул: CM0023807

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MRPS23, митохондриального рибосомального белка, связанного с первичной митохондриальной болезнью и COXPD46. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге, IF/ICC и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против MRPS23
Примечания/Альтернативные названия	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51649
GeneID	51649
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-190 человеческого MRPS23 (NP_057154.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3D9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом