

## Анти-Mrps25 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P82663

Артикул: CM0027015



### введение

CamelBio предлагает кроличий поликлональный анти-MRPS25 антитело для WB и ELISA на образцах человека. Нацелен на митохондриальный белок рибосомы S25 массой 20 кДа, актуален для исследований митохондриальных заболеваний и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MRPS25 кроличий pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 64432                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 64432                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 104-173 человеческого MRPS25 (NP_071942.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                               |
| SWISS                     | P82663                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 20 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |