

Кроличья Поликлональная Антитело К Mrps26 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Byn8

Артикул: CM0030745



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому MRPS26, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований митохондриальных рибосом и изучения экспрессии белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS26 кроличья pAb
Примечания/алиасы	G1008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
Вид	Человек
ID гена (человек)	64949
ID гена	64949
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-205 человеческого MRPS26 (NP_110438.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BYN8
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Айс-пакет