


Анти-Mrps28 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

Артикул: CM0028363



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MRPS28 (bS1m), валидированная для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследования митохондриальной трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS28 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
Вид	Человек
ID гена (человек)	28957
ID гена	28957
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-187 человеческого MRPS28 (NP_054737.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2Q9
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Айс-пак