


## Поликлональные Антитела Против Mrps30 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Np92

Артикул: CM0024892



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MRPS30 (также известного как PAP, PDCD9, S30mt). Валидированы для применения в WB, IF/ICC, IP, ELISA. Взаимодействуют с митохондриальным рибосомным белком mL65 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи rAb против MRPS30                                                                                                            |
| Примечания/Псевдонимы     | PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 10884                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 10884                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-439 человеческого MRPS30 (NP_057724.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q9NP92                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 50кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |