


Анти-Mrps31 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92665

Артикул: CM0002671



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого MRPS31 (митохондриальный белок рибосомы S31). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS31 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10240
GeneID	10240
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 296-395 человеческого MRPS31 (Q92665).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92665
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Ледяной пакет