


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrps31 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q92665

Артикул: CM0016539



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на митохондриальный рибосомальный белок MRPS31 (S31mt, MRP-S31). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА на образцах человека и крысы. Определяет полосу около ~45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MRPS31
Примечания/Алиасы	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10240
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 66-395 человеческого MRPS31 (NP_005821.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q92665
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В сумке со льдом