

Кроличье Поликлональное Антитело Против Mrps35 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P82673

Артикул: CM0017624



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому MRPS35, митохондриальному рибосомному белку. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Поддерживает исследования митохондриальных рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS35 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60488
GeneID	60488
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого MRPS35 (NP_068593.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P82673
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом