

Поликлональная Кроличья Антитела Против Mrps6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P82932

Артикул: CM0028953



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий MRPS6, валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследования митохондриального рибосомального белка S6 в процессах трансляции и биологии рибосом. Белок с молекулярной массой 14 кДа, номер продукта P82932.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS6 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	S6mt; RPMS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6
Вид	Человек
ID гена (человек)	64968
ID гена	64968
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-125 человеческого MRPS6 (NP_115865.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P82932
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Хладоэлемент