


Поликлональное Антитело Anti-Mrps7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y2R9

Артикул: CM0018916



введение

Валидированное методом нокдауна кроличье поликлональное антитело против митохондриального рибосомного белка S7 (MRPS7), подходящее для применений в вестерн-блоттинге и ИФА. Нацелено на человеческий MRPS7, молекулярная масса белка — около 28 кДа. Идеально подходит для исследований митохондрий и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано методом нокдауна] Кроличье поликлональное антитело к MRPS7
Примечания/синонимы	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPMS7; S7mt; bMRP27a; митохондриальный рибосомный белок S7
Вид	Человек
GeneID (человек)	51081
GeneID	51081
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40–140 человеческого MRPS7 (NP_057055.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y2R9
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом