

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mrps7 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y2R9

Артикул: CM0023361



введение

Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с MRPS7 человека, мыши, крысы (28 кДа, Q9Y2R9). Подходят для исследований митохондриальных рибосом и изучения первичных митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS7 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPMS7; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
Вид	Человек
GeneID (человек)	51081
GeneID	51081
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110–190 человеческого MRPS7 (NP_057055.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2R9
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет