


Моноклональное Антитело Против Mrrf Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96E11

Артикул: CM0007551



введение

Кроличье моноклональное антитело MRRF, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует фактор рециклинга митохондриальных рибосом в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRRP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	RRF; MRFF; MTRRF; MRRF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	92399
GeneID	92399
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96E11
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом