

## Анти-MS4A14 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q96Ja4

Артикул: CM0002621

### введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого MS4A14 (Q96JA4), валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на крысу. Разработано для исследований мембранных рецепторных комплексов и путей сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MS4A14 кроличье mAb                                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | MS4A16; NYD-SP21; MS4A14                                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 84689                                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 84689                                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-280 человеческого MS4A14 (Q96JA4). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Крыса                                                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q96JA4                                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 77кДа                                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                                         |