

Поликлональное Антитело К Ms4A4A Кролика - Ms4A4A

Артикул: CM0022257

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против мышиногo Ms4a4a, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Высокая специфичность для исследований Ms4a4a в образцах мышей. Идеально подходит для иммунодетекционных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Ms4a4a
Обозначения/алиасы	EG666907; Ms4a4a
Вид хозяина	Кролик
ID гена (мышь)	666907
ID ортологичного гена человека	51338
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150–236 мышиногo Ms4a4a (NP_001297260.1)
Происхождение	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
Доставка	Холодовая упаковка