

Поликлональное Антитело Anti-Ms4A7 Для Wb, Elisa - Q9Gzw8

Артикул: CM0015520

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MS4A7, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований передачи сигнала, дифференцировки моноцитов и профилирования тканевой экспрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к MS4A7
Примечания/синонимы	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
Вид	Человек
GeneID (человек)	58475
GeneID	58475
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого MS4A7 (NP_067024.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9GZW8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом