

Поликлональное Антитело Anti-Ms4A8B Для Wb, Elisa — Q9By19

Артикул: CM0017753

введение

CamelBio предлагает это поликлональное антитело anti-MS4A8B, валидированное для WB/ELISA. Оно нацелено на человеческий MS4A8B — трансмембранный белок с четырьмя трансмембранными доменами, экспрессируемый в гемопоэтических тканях и используемый в исследованиях передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MS4A8B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	83661
Идентификатор гена	83661
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого MS4A8B (NP_113645.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BY19
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом