


Моноклональное Антитело Против Msh2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P43246

Артикул: CM0008440



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MSH2 (белок репарации несоответствия ДНК Msh2), для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает белок MSH2 человека, мыши и крысы с молекулярной массой 105 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSH2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; MSH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4436
GeneID	4436
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MSH2 (P43246).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43246
Молекулярная масса белка	105kDa
Доставка	Сумка со льдом