


Поликлональное Антитело Против Msh2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P43246

Артикул: CM0012954



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MSH2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований репарации неспаренных оснований ДНК, онкологических исследований и изучения клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MSH2
Примечания/алиасы	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4436
ID гена	4436
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого MSH2 (NP_000242.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43246
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом