


Кроличья Поликлональная Антитело К Msh2 (Валидировано Нокаутом) Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43246

Артикул: CM0022618



введение

Кроличья поликлональная антитело к MSH2, валидированная нокаутом, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ELISA. Обнаруживает MSH2 человека и крысы – ключевой белок системы репарации несовпадений ДНК, поддерживает исследования в области онкологии и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] MSH2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; H2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4436
GeneID	4436
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого MSH2 (NP_000242.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P43246
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодильный пакет