

Поликлональное Кроличье Антитело Против Msh4 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O15457

Артикул: CM0025133

введение

Поликлональное кроличье антитело MSH4 для Вестерн-блоттинга и ELISA, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. MSH4 необходим для мейотической рекомбинации и сегрегации хромосом, что делает его ключевым инструментом для исследований мейоза и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSH4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
Вид	Человек
ID гена	4438
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 697-936 белка MSH4 человека (NP_002431.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O15457
Молекулярная масса белка	105кДа
Условия доставки	В пакете со льдом