

Моноклональное Антитело Против Msh6 Для Wb, If/Icc, Elisa - P52701

Артикул: CM0011429



введение

Кроличье моноклональное антитело против MSH6, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА у человека, мыши и крысы; нацелено на белок репарации несовпадений ДНК Msh6 (P52701), идеально подходит для исследований и диагностики онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSH6 кроличье мАт
Примечания/алиасы	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Вид	Человек
GeneID	2956
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого MSH6 (NP_000170.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52701
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	Холодильный пакет