

Кроличья Моноклональная Антитела К Msh6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Артикул: CM0006364



введение

Клонально валидированная (КО) кроличья моноклональная антитела к MSH6 для исследований в области репарации несовпадений ДНК. Применение: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным MSH6. ~153 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Клонально валидированные (КО)] MSH6 Кроличье моноклональное mAb
Примечания/Алиасы	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53
Вид	Человек
GeneID (человек)	2956
GeneID	2956
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотном участке 1-100 человеческого MSH6 (NP_000170.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52701
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	Холодильный пакет