

Поликлональные Кроличьи Антитела К Msh6 Для Вб, Игс-П, Иф/Мкк, Ифа — P52701

Артикул: CM0021938



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MSH6, валидированные для Вестерн-блота, ИГС-П, ИФ/МКК и ИФА. Обнаруживают MSH6 человека, мыши и крысы (белок репарации несоответствий ДНК). Подходят для исследований в области MMR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к MSH6
Примечания/алиасы	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Вид	Человек
ID гена (человек)	2956
ID гена	2956
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-290 MSH6 человека (NP_000170.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52701
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	Айс-пак