

Анти-Msh6 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P52701

Артикул: CM0020670



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MSH6 для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает MSH6 в образцах человека, мыши, крысы и обезьяны. Надежный инструмент для исследований репарации неспаренных оснований ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] MSH6 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	GTBP; HSAp; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2956
GeneID	2956
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MSH6 (NP_000170.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна (МК)
SWISS	P52701
Молекулярный вес белка	153 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент