

Моноклональное Антитело Anti-Msin3A Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96St3

Артикул: CM0007315

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого mSin3A (SWISS Q96ST3). Подходит для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований транскрипционной репрессии и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mSin3A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25942
ID гена	25942
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1174-1273 человеческого mSin3A (Q96ST3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96ST3
Молекулярный вес белка	145kDa
Доставка	Сумка со льдом