

Кролиčky Поликлональные Антитела К Msl1 Для Wb, Elisa - Q68Dk7

Артикул: CM0020973



введение

Высококачественные кролиčky поликлональные антитела к человеческому белку MSL1, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ацетилирования гистонов, стабильности хроматина и путей компенсации дозы генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к MSL1
Примечания/Синонимы	MSL-1; MSL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	339287
ID гена	339287
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-300 человеческого MSL1 (NP_001012241)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q68DK7
Молекулярная масса белка	67 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом