


Поликлональное Антитело Anti-Msmb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08118

Артикул: CM0017569



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-MSMB, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий Бета-микросеминопротеин, секретируемый простатой белок, потенциальный биомаркер рака. Подходит для исследований экспрессии в тканях и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSMB Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4477
GeneID	4477
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-114 человеческого MSMB (NP_002434.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08118
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	В сумке со льдом