

Моноклональное Кроличье Антитело Против Msmb Для Wb, If/Icc, Elisa — P08118

Артикул: CM0008600



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против бета-микроглобулина человека (MSMB), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с MSMB мыши. Идеально подходит для исследований предстательной железы и семенной плазмы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб против MSMB
Примечания/синонимы	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Вид	Человек
Идентификатор гена	4477
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 MSMB человека (P08118).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08118
Молекулярная масса белка	13 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом