


Поликлональное Антитело Anti-Msp/Mst1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26927

Артикул: CM0016863



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MSP/MST1 (белок, подобный фактору роста гепатоцитов), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения стимуляции макрофагов и регенерации печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MSP/MST1
Примечания/псевдонимы	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4485
GeneID	4485
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 200-500 человеческого MSP/MST1 (NP_066278.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26927
Молекулярная масса белка	80 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом