


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Msr1 Для Wb И Elisa - P21757

Артикул: CM0017796



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MSR1, подходящее для WB и ELISA. Реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Детектирует белок массой 50 кДа. Подходит для изучения функции макрофагального рецептора-мусорщика при атеросклерозе и врождённом иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSR1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Вид	Человек
GeneID	4481
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 192–451 человеческого MSR1 (NP_619729.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21757
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент