

Анти-Msra (Pmsr) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Артикул: CM0014420

введение

Поликлональные антитела кролика против MSRA (метионинсульфоксидредуктаза A). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Нацелены на митохондриальный и цитозольный фермент репарации, критически важный для защиты от окислительного стресса. 26 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSRA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PMSR; MSRA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4482
GeneID	4482
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-235 человеческого MSRA (NP_036463.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJ68
Молекулярный вес белка	26kDa
Доставка	Ледяной пакет