

Кроличья Поликлональная Антитело Против Msra Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Uj68

Артикул: CM0025386

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий MSRA (PMSR), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований окислительного стресса и репарации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSRA Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	PMSR; MSRA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4482
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-235 человеческого MSRA (NP_036463.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJ68
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом