

Поликлональные Антитела Против Msrb1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzv6

Артикул: CM0027858



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MSRB1 (Селенофермента X). Валидированы для применений WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с MSRB1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области окислительного стресса, динамики актина и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSRB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51734
GeneID	51734
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-94 человеческого MSRB1 (NP_057416.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZV6
Молекулярная масса белка	13кДа
Доставка	Холодильный пакет