


Кроличье Моноклональное Антитело К Msrb3 Для Wb И Elisa - Q8Ixl7

Артикул: CM0002898



введение

Кроличье моноклональное антитело к MSRB3 для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований окислительного стресса, восстановления метионина и потери слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MSRB3
Примечания/Псевдоним	DFNB74; MSRB3
Вид	Человек
GeneID	253827
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-192 MSRB3 человека (Q8IXL7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IXL7
Молекулярная масса белка	21 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет