


Анти-MsrB3 Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8IXL7

Артикул: CM0026814



введение

Поликлональные кроличы антитела, направленные против MSRB3 (Metionin-R-sulfoxide reductase B3), для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований окислительного стресса и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSRB3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DFNB74; MSRB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	253827
GeneID	253827
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 человеческого MSRB3 (NP_001026849.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXL7
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом