


Кроличья Поликлональная Антитело К Mst1/Stk4 Для Вб, Иф/Ихк, Ип, Ифа — Q13043

Артикул: CM0029899



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против MST1/STK4, валидированная для ВБ, ИФ/ИХК, ИП, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования апоптоза и сигнального пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MST1/STK4 кроличья пАб
Примечания/Альтернативные названия	KRS2; MST1; YSK3; K4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6789
ID гена	6789
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 303–487 человеческого MST1/STK4 (NP_006273.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13043
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовая упаковка