


Поликлональные Антитела Кролика Против Msy2 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Y2T7

Артикул: CM0019814



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого MSY2 (Y-box-связывающего белка 2, DBPC, CSDA3, CONTRIN). Валидированы для Вестерн-блота и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с человеческим и мышинным белком. Обнаруживает эндогенный MSY2 с молекулярной массой ~39 кДа. Идеально подходит для исследований биологии половых клеток и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSY2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
Вид	Человек
ИД гена	51087
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого MSY2 (NP_057066.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB (Вестерн-блот), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2T7
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Хладоэлемент