

Поликлональные Антитела Против Mt-Atp6 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00846

Артикул: CM0021705



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого МТ-АТФ6 (субъединица а F(0) АТФ-синтазы). Применимы для WB, IF/ICC, ИHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ATP6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4508
ID гена	4508
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого МТ-АТФ6 (YP_003024031.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00846
Молекулярный вес белка	25 кДа
Доставка	Сумка со льдом